

医療現場でも効果を発揮する 本当のオゾン除菌・消臭器

オゾンは薬剤に代わる消毒機として
医療機関における利用が進んでいます。
※当社オゾン機器BT-088M医療認証（クラスII）


空気中に浮遊する菌・ウイルス
花粉などアレルゲンをオゾンと
紫外線が除菌
さらに、ドアノブや床・家具
などに付着する菌やウイルスなども
除菌が可能。

タムラテコのエンジニアが目指したのは
最も使える除菌・消臭機器です。



【主な仕様】

品目	オゾン発生器	使用ランプ	4W O3ランプ
型式	TM-040Z	オゾン発生量	2mg/h
定格電圧・周波数	AC100V 50Hz/60Hz	処理風量	1m³/h
電流値 (専用ACアダプタ使用)	0.13A	外形寸法 (mm)	W110 × L66.2 × H176.3
定格消費電力 (専用ACアダプタ使用)	6.4W	付属品	・専用ACアダプター ・壁面取付用ベース ・木ねじ(2) ・ねじ(2) ・取扱説明書
専用ACアダプタ入力	DC12V 1A		
オゾン発生方式	冷陰紫外線ランプ		



ISO 13485取得 オゾンは医療機器承認を経てよいよ医療現場へ導入が広がります。

 **TECO** 株式会社タムラテコ

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-1-33長田平成ビル4F / <http://www.teco.co.jp>

【お問い合わせ先】

0120-038-904

受付時間/10:00~17:00

※土曜日曜日祝日夏季年末年始休業を除く

UV & OZONE Hybrid Sterilization deodorant machine

Lyon3.0

all-new 3rd generation



コンパクトボディに秘められた
パワフルな消臭・除菌力

オゾンと紫外線のマルチハイブリット方式



医療機器として広がるオゾン 信頼される除菌・消臭能力を ご家庭にも

空気中に浮遊する菌・ウイルス・花粉など
アレルゲンをオゾンと紫外線が除菌。
医療機器として広がりを見せる
オゾン空気清浄機をいまここに。

※本機での実験/実証のデータではありません。
当社別機製品の各試験にて実証されています。

クロコウジカビのオゾン除菌効果試験

JFRL (日本農業人) 日本食品分析センター

約8.6m³(W1.680m x D2.920m x H1.750m)の空間において、
オゾン機器によるオゾンガス噴霧を行った。
試験菌液を塗布した寒天平板を設置し、オゾンを噴霧した。
所定時間経過後に採取し、培養後試験平板上の生育集落数を計測した。

付着菌の除菌テスト

試験菌	対象	生育集落数			
		作動前	1時間後	2時間後	3時間後
菌1	弊社オゾン機器	144	113	0	0
菌2	弊社オゾン機器	163	3	1	1

試験平板上の生育集落数計測結果

試験菌	生育集落数(枚)				
	作動前	換気作動1時間後	換気作動2時間後	換気作動4時間後	換気作動6時間後
クロコウジカビ	144	110	86	0	0

世界初実施 空気清浄機・消臭器におけるノネナール加齢臭分解テスト

1) 試験名……オゾンによるtrans-2-ノネナールの減衰性評価試験

2) 検体詳細…検体名：オゾン発生器(株式会社タムラテコ製)

3) 試験条件…試験日：2017年4月21日

試験対象ガス：trans-2-ノネナール

試験時の温度：23±2.0 °C

バッグ内の温度、湿度：23±2.0 °C、50±5 %RH

バッグ内のガス量：12.5±0.3 L

バッグ材質：ポリエチレンレフタート

測定方法：固相捕集・加熱脱離-GC/MS法

(Clarus 680, Perkin Elmer 製)

4) 試験方法…試験対象ガスをいれたバッグ内に、

試験検体であるオゾン発生器により

発生したオゾンを一定量供給し、24時間経過後の

バッグ内の試験対象ガス濃度を測定する。

【試験結果】
オゾン暴露下ではおよそ6時間で
消臭効果を実感していただけます

	0時間	24時間	48時間
自然減衰	0.166	0.138	0.124
オゾン1.06ppm	0.205	0.0454	0.026
オゾン2.16ppm	0.187	0.002未満	0.002未満
オゾン4.03ppm	0.211	0.002未満	0.002未満



医療機器にオゾンの活用

兄弟機 BT-088M(Medical)は、医療機器としてクラスII承認予定
医療器具などに付着した菌やウイルスの除菌を可能とします。

今までの薬剤(ホルマリン・EOGガス)に代わるまったく新しい
除菌方法として活用が始まっています。



国内最大の取扱実績から生まれた ランプ式除菌・消臭のテクノロジー

業務用紫外線除菌装置「スペースクリーン」をはじめとする

20,000件以上の取り扱い実績から、

空間の除菌・消臭に必要なテクノロジーをすべて搭載しました。



▲ スペースクリーン

▲ スペースクリーン38R

国内納入実績20,000件以上

小スペースからお使いいただける 軽量コンパクト設計の 高効率の除菌・消臭機器です



前型機LYONⅡは大阪市消防局救急車に搭載

救急隊員の感染対策に導入されています

前型機LYONⅡは大阪市消防局をはじめ、消防用BT-03として全国500台以上の救急車に搭載され
救急隊員の感染対策に導入されています。総務省消防庁に認められた実績です。

変革を起こすパイオニア

UV-C(波長253.7 nm)
OZONE(波長184.9nm)の
ダブルで消臭&除菌



コンパクトボディに
効率的な内部エアフロー

強力なファンがお部屋の空気を吸い寄せ、内部をエアフロー。
UVC-OZONEランプを通して除菌と消臭二つの効果を最大限に発揮。
6畳なら約5分、16畳の広い部屋でも約15分でお部屋の空気を綺麗にします。



スイッチ一つでだれでも簡単安全にご使用いただけます

Lyon3.0には、ボタンが一つだけ。
迷わず、簡単操作で効率的にお部屋を消臭・除菌します。

マルチハイブリッド方式
オゾン臭が苦手な方にも最適

オゾンを直接放出しない紫外線ランプ方式なので
独特のオゾン臭が苦手な方にも安心してご利用いただけます。